

Análisis de las Prescripciones

Arco Maxilar Superior

Técnica	Central		Lateral		Canino		Bicúspides		1er Molar			2do Molar		
	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Offset Distal	Torque	Angulación	Offset Distal
Alexander Mini-Wick	+14°	+5°	+7°	+8°	-3°	+10°	-7°	0°	-10°	0°	15°	-10°	0°	12°
Alexander Signature	+15°	+5°	+9°	+9°*	-3°	+10°	-6°/-8°	0°/+4°	-10°	0°	15°	-10°	0°	15°
Andrews	+7°	+5°	+3°	+9°	-7°	+11°	-7°	+2°	-9°	+5°	10°	-9°	+5°	10°
Bios	+22°	+5°	+14°	+9°*	+7°	+10°	-6°/-8°	0°/+4°	-10°	0°	15°	-10°	0°	15°
Burstone	+7°	+5°	+3°	+8°	-7°	+10°	-7°	0°	-10°	0°	10°	-10°	0°	6°
Sistema Damon 2	+12°	+5°	+8°	+9°	0°	+6°	-7°	+2°	-9°	0°	10°	-9°	0°	10°
Hilgers	+22°	+5°	+14°	+8°	+7°	+10°	-7°	0°	-10°	0°	15°	-10°	0°	12°
Arco de Nivel Modemo	+14°	+5°	+7°	+8°	0°	+10°	-7°	0°	-10°	0°	15°	-10°	0°	12°
Orthos	+15°	+5°	+9°	+9°*	-3°	+10°	-6°/-8°	0°/+4°	-10°	0°	15°	-10°	0°	12°
Orthos AP	+11°	+4°	+9°	+6°**	0°	+8°***	-2°/-3°	+4°/+6°	-10°	0°	15°	-10°	0°	15°
Roth*	+12°	+5°	+8°	+9°	-2°	+13°†	-7°	0°††	-14°	0°	14°	-14°	0°	14°
Súper Torque	+17°	+5°	+10°	+9°	+3°	+9°‡								
Titanium Orthos2	+15°	+5°	+9°	+9°*	-3°	+10°	-6°/-8°	0°/+4°	-10°	0°	15°	-10°	0°	15°

Nota: El súper torque aplica solamente a centrales, laterales y caninos superiores. *4.5° de compensación en la ranura. **3° de compensación en la ranura. ***4° de compensación en la ranura. † 4° de rotación en la ranura. †† 2° de rotación en la ranura.

*No implica el endoso del doctor.

Arco Maxilar Inferior

Técnica	Anterior		Canino		1er Bicúspide		2do Bicúspide		1er Molar			2do Molar		
	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Torque	Angulación	Offset Distal	Torque	Angulación	Offset Distal
Alexander Mini-Wick	-5°	0°	-7°	+6°	-11°	0°	-17°	0°	-22°	-6°	5°	-27°	0°	6°
Alexander Signature	-5°	+2°/+6°	-7°	+6°	-7°	0°	-9°	0°	-10°	-6°	5°	0°	0°	5°
Andrews	-6°	+2°	-11°	+5°	-17°	+2°	-22°	+2°	-30°	+2°	0°	-31°	+2°	0°
Bios	-5°	+2°/+4°	+7°	+6°*	-7°	+3°	-17°	+3°	-27°	0°	5°	-27°	0°	5°
Burstone	-1°	0°	-11°	+6°	-17°	0°	-22°	0°	-27°	0°	5°	-27°	0°	6°
Sistema Damon 2	-1°	+2°	0°	+5°	-12°	+2°	-17°	+2°	-30°	+2°	0°	-10°	+2°	0°
Hilgers	-1°	0°	+7°	+5°	-11°	0°	-17°	0°	-27°	0°	5°	-27°	0°	6°
Arco de Nivel Modemo	-1°	0°	-7°	+6°	-11°	0°	-17°	0°	-22°	0°	5°	-27°	0°	6°
Orthos	-5°	+2°/+4°*	-6°	+6°*	-7°	+3°	-9°	+3°	-10°	0°	0°	-10°	0°	5°
Orthos AP	+3°	0°	-2°	+2°**	-8°	+3°	-8°	+6°	-10°	0°	4° mesial	-10°	0°	5°
Roth*	-1°	+2°	-11°	+7°†	-17°	0°††	-22°	-1°‡	-30°	-1°	4°	-30°	-1°	4°
Titanium Orthos2	-5°	+2°/+4°*	-6°	+6°*	-7°	+3°	-9°	+3°	-10°	0°	0°	-10°	0°	5°

*4.5° Compensación en la ranura. **6° Compensación en la ranura. †4° Rotación en la ranura. †† 2° Rotación en la ranura. ‡ No implica el endoso del doctor.